



tecme

EO-INF
CV

05/09/18
10:51

4.7

0.50

1.50

13.0

30

12

0.37

Compensación de volúmenes

Paw(cmH2O)

Pico

13

Platau

5.2

EEP

3.0

VT(mL)

14

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

VT(mL)

7

Monitoramento completo
Oxigenoterapia de alto fluxo
Novos modos de ventilação

neo+

Ventilador com recursos avançados
que proporciona ventilação invasiva e
não invasiva, destinado a pacientes
neonatos e infantis.

tecme
committed to life

Monitoramento completo

O sensor de fluxo proximal otimiza o monitoramento dos volumes e fluxos, independentemente do volume compressível do circuito que o paciente utiliza. Medição dos parâmetros de ventilação que permitem tomar decisões corretas fundamentadas em informações, melhorando assim a eficácia do tratamento e garantindo a segurança do paciente.

Oxigenoterapia de alto fluxo

A incorporação desta modalidade também é aplicada ao uso do ventilador nas instâncias prévias e posteriores à ventilação mecânica propriamente dita, oferecendo assistência não invasiva à oxigenação.

Novos modos de ventilação

Ventilação mandatória intermitentes sincronizada com o controle de volume regulado pela pressão SIMV (PRVC) e Ventilação com volume de suporte (VSV).

- Ventilação para neonatos-infantis.
- Disponível para ventilação invasiva e não invasiva.
- CPAP de fluxo contínuo: ventilação não invasiva utilizando cânulas nasais e compensação automática de fugas.
- Oxigenoterapia de alto fluxo.
- Sensor de fluxo proximal.
- Menu de mecânica respiratória corrente.
- Fornecimento preciso de volume corrente desde 2 ml.
- Transporte intra-hospitalar.
- Armazenamento de tendências durante 72 h.
- Bateria incorporada com autonomia superior a 2,5 h.
- Baixo custo de manutenção.
- 1 ano de garantia.
- Tela numérica.



4135L3VP_REV11

Mais de 55 anos de experiência comprometidos com a inovação e o cuidado do paciente.
www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo

