



Monitoramento completo
Oxigenoterapia de alto fluxo
SBT
Novos modos de ventilação
Categoria neonatal
AVA (Assistência Ventilatória Adaptativa)

Ventilador que proporciona ventilação invasiva e não invasiva para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

Monitoramento completo

É possível realizar um acompanhamento dos parâmetros mais importantes no início da terapia, com P/V Flex e a opção Stress Index, passando pelos estados intermediários até o desmame, com P0.1 e Pimáx, entre outras provas e variáveis.

Oxigenoterapia de alto fluxo

A incorporação desta modalidade também é aplicada ao uso do ventilador nas instâncias prévias e posteriores à ventilação mecânica propriamente dita, oferecendo assistência não invasiva à oxigenação.

Ensaio de respiração espontânea (SBT)

Esta nova ferramenta permite realizar um ensaio de respiração espontânea prévia ao desmame, monitorada em tempo real e completamente segura com alarmes dedicados.

Novos modos de ventilação

Ventilação com controle do volume regulado por pressão (PRVC), Ventilação mandatória intermitente sincronizada com o controle de volume regulado pela pressão SIMV (PRVC) e Ventilação com volume de suporte (VSV).

Categoria neonatal

Incorporando modalidades de ventilação que permitem ventilar pacientes a partir de 2 ml de volume corrente.

MÓDULOS OPCIONAIS:

AVA (Assistência Ventilatória corrente Adaptativa)

O modo AVA é um modo de alça fecha da adaptativo com controle ideal que garante ventilação minuto do paciente gerando um padrão ventilatório com mínimo trabalho respiratório.

Compensação de tubo endotraqueal

- Ventilação para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
- Software atualizável para o seguinte:
 - AVA (Assistência Ventilatória Adaptativa)
 - Compensação de tubo endotraqueal
- Disponível para ventilação invasiva e não invasiva.
- Compensação automática de fugas.
- Módulo integral de mecânica respiratória.
- Transporte intra-hospitalar.
- Armazenamento de tendências durante 72 h.
- Bateria incorporada com autonomia superior a 2,5 h.
- Baixo custo de manutenção.
- 1 ano de garantia.
- Tela numérica.



Mais de 55 anos de experiência comprometidos com a inovação e o cuidado do paciente.
www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo

