




CMS
Sistema de Monitoreo
Integral

Central de monitoreo

tecme
committed to life

Lleva los datos a tu alcance

La nueva generación de CMS te ofrece una solución integral de monitoreo central para toda la cartera de productos Tecme como nuestros ventiladores mecánicos y nuestros Monitores Multiparamétricos iX.




Capacidad de almacenamiento por paciente:

720hs

- Revisión NIBP
- Revisión ARR
- Tendencias
- Historial de alarmas
- Forma de onda completa

Gestión de historiales médicos orientada al paciente

La nueva generación de CMS puede integrar las soluciones tecnológicas de Tecme y visualizar simultáneamente los datos fisiológicos del paciente proporcionados por ventiladores mecánicos Tecme, monitores iX y bombas de infusión de los principales fabricantes. Los informes de los pacientes, incluidas otras herramientas de tratamiento, pueden consultarse en CMS.




Sistema de enfermería para controles individuales

Para monitoreo prolongado o controles puntuales, CMS brinda una solución integral para el personal de enfermería. Incluye herramientas como:

- Lista de Pacientes
- Hoja de Registro de Enfermería
- Registro de Temperatura
- Informe de Turnos

Estas funciones simplifican el registro, seguimiento y análisis de la evolución del paciente, reduciendo la carga administrativa y mejorando el flujo de trabajo clínico.



Informe de turnos:

Organiza automáticamente los informes de turnos por paciente, optimizando el seguimiento y liberando tiempo del personal de enfermería.

	Time	Vital S	Intake	Drug	Basic I	Canal	Perfric	Psychic	Pain	Skin	Body I	Spec	Work	Signa	Ope
☐	7-19-2022 10:18:4	Normal	Normal	/	Close	A	Normal	Normal	Normal	Normal	/	Lie Flat	/	Jane	Mary
☐	7-19-2022 09:23:0	Normal	Normal	/	Normal	Normal	Normal	Close	A	Normal	/	Prone	F	Mary	Emily


Hoja de registro de enfermería:

Visualiza e imprime todos los registros del paciente en formato tabular, facilitando la detección de cambios clínicos relevantes.


	Ope	Time	TEMP(°C)	NIBP DIA(mmHg)	NIBP SYS(mmHg)	NIBP MAP(mmHg)	PR(bpm)	HR(bpm)
☐	☐	7-19-2022 10:36:03	36.0	77	120	80	60	
☐	☐	7-19-2022 10:36:52	36.0	71	119	85	60	
☐	☐	7-19-2022 10:38:04	36.0	76	120	88	60	

Hoja de registro de temperatura (TEMP):

Ofrece una interfaz clara e intuitiva para el monitoreo y análisis de la temperatura corporal, con íconos diseñados para interpretación rápida.



Vigilancia Multipunto




La Central de Monitoreo Tecme CMS permite observar en tiempo real el estado de los pacientes desde múltiples puntos, asegurando continuidad asistencial y reacción oportuna ante alarmas.

Gracias a la conexión entre estaciones y servidores, la información puede visualizarse de manera simultánea desde:

- Estación de Visualización (consultorio, guardia, pasillo)
- Estación Móvil (uso portátil)
- Observador Web (sin instalar software, desde cualquier navegador)

Además, el sistema ofrece herramientas como configuración remota de alarmas y medición de presión arterial no invasiva (NIBP), contribuyendo a agilizar tareas clínicas rutinarias.





Más de 55 años de experiencia comprometidos con la innovación y el cuidado del paciente.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo