



vh 2600a

Umidificador aquecedor com controle automático

Projetado para fornecer um nível confortável de umidade e temperatura.

O dispositivo é utilizado para aquecer e umidificar os gases entregues aos pacientes que necessitem de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva por meio de tubos endotraqueais ou de traqueostomia ou interface de VNI, respectivamente. A interface inclui uma tela de monitoramento de temperatura, luzes de alarme e indicadores sonoros, um indicador de modo de operação e botões de operação.

Especificações do produto

	VH-2600A-115	VH-2600A-230
Dimensões	135 mm x 170 mm x 156 mm (largura x altura x comprimento) (sem câmara)	
Peso	2,9 kg (sem tubo)	
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS		
Voltagem de alimentação	AC 115 V	AC 230 V
Corrente de alimentação	2.0 A Max.	1.0 A Max.
Frequência de alimentação	50/60 Hz	
Potência da placa de aquecimento	150 W, a temperatura máxima é de 110 °C	
Cabo de aquecimento	60 W máximo	
Alimentação do cabo de aquecimento	22+-3 V	
PROTEÇÃO DE SEGURANÇA		
Proteção contra sobrecarga	115V/3A (tipo rápido)	230V/1.5A (tipo rápido)
Proteção contra sobreaquecimento	115°C+-3 °C, termostato	
TELA		
Tipo de tela	4 dígitos, LED de 14 segmentos	
Faixa de monitoramento	5,0 a 80,0° C	
Precisão	+ - 0,3° C (em uma faixa de 25 a 45° C)	
FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA	MODULO INVASIVO	MODULO NÃO INVASIVO
Circuitos aquecidos	VIA AÉREA: 36-40 (omissão: 40° C) CÂMERA: 36-40 (omissão: 37° C) VERSÃO 1.00 CÂMERA: 34-40 (omissão: 37° C) VERSÃO 1.01	VIA AÉREA: 31-35 (omissão: 34° C) CÂMERA: 31-35 (omissão: 31° C)
Circuitos não aquecidos	VIA AÉREA: 36-38 (omissão: 37° C) (temperatura da câmara limitada a 66° C)	
ATUAÇÃO		
Faixa de temperatura ambiente recomendada	18-26°C	
Faixa de fluxo recomendada	Modo invasivo: até 60 L/min.* Modo não invasivo: até 120 L/min.*	
*Consultar as especificações do circuito do paciente para o fluxo mínimo.		
Desempenho de umidificação:	Modo invasivo > 33 mg/L* Modo não invasivo > 10 mg/L*	
*Desenhado para proporcionar 37 ° C - 44 mg / l		
Tempo de aquecimento	Menos de 30 minutos	
Pressão máxima de operação	20 kPa	
Fuga à pressão máxima	50 mL/mín.	

Mais de 55 anos de experiência comprometidos com a inovação e o cuidado do paciente.
www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo

As imagens são meramente ilustrativas.

4993L3V